

Galaxy Fixation™

Pediatric System

In a world
of trauma,
a Galaxy
of solutions




Kein realer Patient



Eigenschaften und Vorteile

Schnell und sofort einsatzbereit

Sterilkits, einzeln verpackte sterile Komponenten sowie, Instrumenten- und Implantatsiebe



cylindrical self-drilling bone screws with

Ø4mm and Ø5mm thread

Ergonomisch

Spezifische Backen und Stäbe für die Pädiatrie



Zur temporären und definitiven Frakturstabilisierung



Vielseitig

Kompatibel mit Ring-Systemen und monolateralen Fixateuren von ORTHOFIX



Bedingt MRT tauglich bei 1,5 und 3 Tesla



Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung „PQGAL“

Der ordnungsgemäße chirurgische Eingriff liegt in der Verantwortung des zuständigen Arztes. Dieses Handbuch dient der Information. Jeder Chirurg muss aufgrund seiner persönlichen medizinischen Ausbildung und Erfahrung über die Eignung der jeweiligen Technik entscheiden. Spezifische Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen, Warnhinweisen, Sicherheitsmaßnahmen, Nebenwirkungen und Sterilisation entnehmen Sie bitte der mit dem jeweiligen Produkt mitgelieferten Gebrauchsanweisung.

 Hersteller:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9 - 37012
Bussolengo (Verona) - Italien
Telefon +39 045 6719000,
Fax +39 045 6719380



Vertrieben von:

**Deutschland/Österreich
Orthofix GmbH**

Siemensstr. 5, 85521 Ottobrunn
Tel.: +49 89 354 99 99 - 0
Fax: +49 89 354 99 99 - 77

info@orthofix.de

**Orthofix.com
OrthofixKids.com**



GF-1701-PL-G2 BB 03/23

 **ORTHOFIX®**
ORTHOPEDICS