

Chimaera

Hip Fracture System™

A inovação
baseada
em altos
padrões

Chimaera Hip
Fracture System™
desenvolvido
para potencializar
décadas de
conhecimento e
experiência em
fixação de hastes
para quadril

 **ORTHOFIX**®
ORTHOPEDICS

Chimaera

Hip Fracture System™

Indicado para o tratamento de **fraturas** pertrocantéricas, intertrocantéricas e subtrocantéricas **estáveis e instáveis**

Bandeja de instrumentais única

Seleção intuitiva de instrumentais **codificados por cores**

O instrumental permite **medição precisa**, reprodutível e fácil e pode **reduzir a exposição a raios x**

Parafuso de compressão complementar **estabilidade contra rotação**

Parafuso de compressão **deslizante** com autobloqueante

Desenhado **para reduzir as dores laterais** ao suportar cargas e taxas de reintervenção **relacionadas**

DETALHES TÉCNICOS

Comprimento das hastes curtas:	180mm
Comprimento das hastes longas:	280-460mm (incrementos de 20mm)
Angulações:	125°, 130°
Ângulo metafisário:	5°
Diâmetro proximal:	15.5mm
Diâmetro distal:	10mm, 11mm
Tampões canulados com guia	



Escala 1:1



Fabricado por:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012
Bussolengo (Verona), Italy
Telefone +39 045 6719000,
Fax +39 045 6719380

Distribuído por:

Orthofix do Brasil Ltda

Alameda Santos, 1978 – 16º and. – Sl 162
Cerqueira César – 01418-102
São Paulo – SP, Brazil

Telefone +55 11-3087-2266
Fax +55-11-3087-2266 ext.2309

CE 0123

orthofix.com

HF-1705-PL-BR AA 10/22

 **ORTHOFIX®**
ORTHOPEDICS