

OSCARTM
PRO



GENERATOR

- 7-Zoll-Touchscreen
- Mehrsprachig
- Akustisches Feedback
- Visuelles Feedback
- Integriertes WLAN
- Datenprotokoll

OSCARTM
PRO

ULTRASCHALLINSTRUMENT ZUR REVISION VON ENDOPROTHESEN

Prominency

Proactivity

Professionalism

Progress


ORTHOFIX[®]

UNIVERSALHANDSTÜCK




Aluminium

Anbringen der
Spüldüsenverbindung

- Universal-Handstück:
- Zemententfernung
 - Zementfreie Prothese
 - Osteotomien




Magnetschalter
mit LED



Optionaler
Handgriff



Handstückhalterung zur
Stabilisierung des Universal-
Handstücks und zum Schutz der
Sonde bei Nichtgebrauch



ZIELFÜHRENDE INSTRUMENTE

- Neue Schalenkonstruktion gewährleistet eine einfache Sonden-Montage im sterilen Bereich
- Beschriftetes Instrumentarium zur einfachen Identifizierung der betreffenden Teile



Gleithammer
Gabelschlüssel
Handstück

Halter
Handstück
Kabel

EINWEGSONDEN

- Große Auswahl an Sonden
- Kein Verlängerungsstück erforderlich
- Zur einmaligen Verwendung
- M6-Verbindung (reduziert die Wahrscheinlichkeit des Abbrechens)
- Einfache Sondenkopplung



Vertrieb durch:

**Deutschland/Österreich
Orthofix GmbH**

Siemensstr. 5, 85521 Ottobrunn
Tel.: +49 89 354 99 99 - 0
Fax: +49 89 354 99 99 - 77

info@orthofix.de

Gebrauchsanweisung: Die Gebrauchsanweisung finden Sie in der Packungsbeilage.

WICHTIGER HINWEIS: Nach US-amerikanischer Gesetzgebung darf dieses Medizinprodukt nur an einen Arzt oder auf dessen Anweisung verkauft bzw. abgegeben werden. Die Angemessenheit des Eingriffs liegt in der Verantwortung des zuständigen Chirurgen. Die „Operationstechniken“ dienen als Informationsleitfaden. Über ihre Eignung hat der Chirurg aufgrund seiner persönlichen medizinischen Ausbildung und Erfahrung zu entscheiden. Spezifische Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen, Warnhinweisen, Sicherheitsmaßnahmen, Nebenwirkungen und Sterilisation sind der mit dem Produkt gelieferten Gebrauchsanweisung zu entnehmen.



Hersteller:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italien
Telefon +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380



www.orthofix.com
www.oscar-ultrasonic.com

OS-2004-PL-G2 AA 04/21

